


Rxwin 健保藥局申報系統 V8.54.18 新增功能說明

- ◆ 配合健保署 VPN 新網址，需要使用讀卡機控制軟體 5.1.5 版，電腦只要有安裝 5.1.5 版，申報系統申報上傳，預設開啟健保署 VPN 網頁，改為新網址

<https://medvpn.nhi.gov.tw/iwse5000/IWSE5001S01.aspx>。

當電腦有安裝讀卡機控制軟體 5.1.5 版，申報系統請改為 V8.54.18 版。



- ◆ 配合「全民健康保險提升用藥品質之藥事照護計畫」增修申報作業。

申報處方輸入		藥事服務費代號	
姓名	陳安寧 Tel	藥事服務費代號	藥事服務費名稱
身份證號	男 客戶	E1014B	戒菸治療服務費(兩週)
出生	038/02/28 999000703 原	P4101C	藥事居家照護費
已申報	110/12/08	P4102C	藥事居家照護費-偏遠地?
原機構號	處方序號	P4103C	藥事居家照護費-照護機?
就醫科別	退換	P4104C	藥事居家照護費-在藥局?
就醫日期	0 / / 欠章 讀處方	P4105C	藥師判斷性服務
F1 過卡 IC過卡代碼	異常代碼 A000	P4106C	用藥配合諮詢服務
		P4107C	用藥配合度諮詢服務-第?
		P4108C	用藥配合度諮詢服務-第?
		P4109C	藥師判斷性服務
		P4110C	醫師轉介服務費
		P5411C	居家藥事照護費(次)
		F12 選取	Ctrl-Ins 新增 Ctrl-Del 刪除 Esc 離開

可調劑次數		補報	
本次調劑序號	連續新增	健保收據	雲端藥歷
藥事服務碼	P4106C	備註	藥袋2(P) 藥袋1(Q)
擔者,如產檢時同一主治醫師並同開給一般處方			
藥費案件	藥費	400	400
400 負擔/特材	0	0	0